

Test SNAP Leish 4Dx

Précision des tests

Sensibilité et spécificité du test SNAP* Leish 4Dx*

Analyte	Méthode de référence	Résultat du test SNAP Leish 4Dx		Total	Sensibilité (95 % CL)
		+	-		Spécificité (95 % CL)
<i>Dirofilaria immitis</i> ^a	+	48	1	49	98,0 % (89,1 %–99,9 %)
	-	0	461	461	100,0 % (99,2 %–100 %)
<i>Anaplasma spp.</i> ^b	+	80	5	85	94,1 % (86,8 %–98,1 %)
	-	7	418	425	98,4 % (96,6 %–99,3 %)
<i>Ehrlichia spp.</i> ^c	+	99	7	106	93,4 % (86,9 %–97,3 %)
	-	13	391	404	96,8 % (94,6 %–98,3 %)
<i>Leishmania infantum</i> ^d	+	82	3	85	98,8 % (93,5 %–100 %)
	-	1	272	273	98,9 % (96,8 %–99,8 %)

Tableau 1: Test SNAP Leish 4Dx par rapport aux méthodes de référence.^{1,2}

Méthodes de référence

- a. Nécropsie ou PetChek* vers du coeur ELISA positif et PetChek* vers du coeur ELISA négatif¹
- b. *A. phagocytophilum* IFA et *Anaplasma spp.* ELISA¹
- c. *E. canis* IFA et *E. ewingii* ELISA¹
- d. ACI²

Références

1. Beall M, Mainville C, Arguello-Marin A, et al. An improved point-of-care ELISA for the diagnosis of anaplasmosis and ehrlichiosis during the acute phase of tick-borne infections in dogs. *Topics in Companion Anim Med.* 2022;51:100735. doi:10.1016/j.tcam.2022.100735

2. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.