



Heartworm Antigen-Antiplasma-Leishmania
infantum-Ehrlichia Antibody Test Kit

For veterinary use only

English version

SNAP® Leish 4Dx® Test

In vitro diagnostic for the detection of *Dirofilaria immitis* antigen, antibody to *Anaplasma phagocytophilum*, antibody to *Anaplasma platys*, antibody to *Leishmania infantum*, antibody to *Ehrlichia canis*, and antibody to *Ehrlichia ewingii* in canine serum, plasma, or whole blood.

Precautions and warnings

- All wastes should be properly decontaminated prior to disposal.
- Do not mix components from kits with different serial numbers.
- Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.
- Male-only heartworm infections typically produce antigen levels that are below the detection capability of this antigen test.
- Refer to country specific Safety Data Sheet for regional hazard identification.

Storage

- Store at 2–8°C until expiration date.
- SNAP devices and reagents can be stored at room temperature (18–25°C) for 6 months or until the expiration date, whichever occurs first.
- After SNAP devices and reagents are removed from 2–8°C for **more than 24 hours**, the expiration date is 6 months or the printed expiration date, whichever occurs first. If the 6 month expiration date occurs prior to the printed expiration date, record the new date in the space provided on the kit.

Kit components

Item	Reagents	Quantity
1	1 bottle Anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/L. infantum/ E. canis/E. ewingii: HRPO conjugate (preserved with ProClin™ 150)	7.0 mL
2	SNAP device	5, 15, 30
Reagents contained in each device:		
Wash solution (preserved with ProClin™ 150)		0.4 mL
Substrate solution		0.6 mL
Other components: transfer pipettes, sample tubes, and reagent rack		

	Conjugate - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing mist/vapours. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
WARNING	Wash Solution - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing mist/vapours. Avoid release to the environment. Wear eye protection/face protection. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Sample information

- Samples must be at room temperature (18–25°C) before beginning the test procedure.
- Serum, plasma, or anti-coagulated whole blood (e.g., EDTA, heparin), either fresh or stored at 2–8°C for up to one week, can be used.
- For longer storage, serum, or plasma can be frozen (–20°C or colder) and then re centrifuged before use.
- Hemolyzed or lipemic samples will not affect test results.

Test procedure

- If stored in a refrigerator, allow all components to equilibrate at room temperature (18–25°C) for 30 minutes before use. **Do not heat**.

- Using the pipette provided, dispense **3 drops of sample** into a new sample tube.


- Holding the bottle vertical, add **4 drops of conjugate** to the sample tube.

- Cap the sample tube and mix it thoroughly by **inverting it 3–5 times**.

- Place the device on a horizontal surface. Add the entire contents of the sample tube to the sample well, being careful not to splash the contents outside of the sample well.

The sample will flow across the result window, reaching the activation circle in 30–60 seconds. Some sample may remain in the sample well.

- When color **FIRST** appears in the activation circle, push the activator firmly until it is flush with the device body.




Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

- Read test result at **8 minutes**.
- Note:** The positive control may develop sooner, but results are not complete until 8 minutes.

Interpreting the test results

Positive result

Any color development in the sample spots indicates the presence of *Dirofilaria immitis* antigen, *A. phagocytophilum* antibody, *A. platys* antibody, *L. infantum* antibody, *E. canis* antibody, or *E. ewingii* antibody in the sample.



Notes:

- The *A. phagocytophilum*/A. platys spot cannot differentiate between the two species: a positive result indicates presence of antibodies to *A. phagocytophilum* and/or *A. platys*.
- The *E. canis*/E. ewingii spot cannot differentiate between the two species: a positive result indicates presence of antibodies to *E. canis* and/or *E. ewingii*.

Negative result


Only positive control spot develops color.


Invalid results

- Background**—If the sample is allowed to flow past the activation circle, background color may result. Some background color is normal. However, if colored background obscures test result, repeat the test.
- No color development**—If the positive control does not develop color, repeat the test.

Symbol descriptions			
	Use by date		Authorized representative in the European Community
	Batch code (lot)		Consult instructions for use
	Serial number		In vitro diagnostic
	Temperature limitation		Date of manufacture
	Manufacturer		
	Catalog number		

IDEXX Technical Support
USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu





Trousse de détection d'antigène de *Dirofilaria immitis* et d'anticorps contre *Anaplasma-Leishmania infantum-Ehrlichia* chez le chien

Réservé à l'usage vétérinaire

Version française

SNAP® Leish 4Dx® Test

Diagnostic in vitro pour la détection d'antigènes de *Dirofilaria immitis* et d'anticorps contre *Anaplasma phagocytophilum*, *Anaplasma platys*, *Leishmania infantum*, *Ehrlichia canis* et *Ehrlichia ewingii* dans le sérum, le plasma ou le sang entier canin.

Précautions et mises en garde

- Tous les déchets doivent être correctement décontaminés avant d'être éliminés.
- Ne pas mélanger les composants des trousses comportant des numéros de série différents.
- Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant que n'y soit ajouté l'échantillon.
- Les infections dans lesquelles sont présents uniquement des vers du cœur mâles produisent généralement des taux d'antigènes inférieurs à la capacité de détection de cette analyse d'antigènes.
- Se référer à la fiche de données de sécurité spécifique au pays pour identifier les dangers régionaux.

Conservation

- Conserver à 2–8°C jusqu'à la date de péremption.
- Les dispositifs SNAP et les réactifs peuvent être conservés à la température ambiante (18–25°C) pendant 6 mois ou jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates.
- Dès que les dispositifs SNAP et réactifs ne sont plus maintenus à une température de 2–8°C pendant **plus de 24 heures**, la date de péremption est de 6 mois ou la date figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates. Si la date de péremption de 6 mois survient avant la date de péremption figurant sur l'emballage, noter la nouvelle date dans l'espace prévu à cet effet sur la trousse.

Composants de la trousse

Article	Réactifs	Quantité
1	1 flacon de conjugué anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/ L. infantum/E. canis/E. ewingii: HRPO (Conservateur: ProClin™ 150)	7,0 ml
2	Dispositif SNAP	5, 15, 30
Réactifs présents dans chaque dispositif:		
Solution de lavage (Conservateur: ProClin™ 150)		0,4 ml
Solution de substrat		0,6 ml
Autres composants: pipettes de transfert, tubes d'échantillon et support à réactifs		

	Conjugué - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu/recipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.
ATTENTION	Solution de lavage - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Informations concernant les échantillons

- Les échantillons doivent être amenés à la température ambiante (18–25°C) avant d'effectuer le test.
- Il est possible d'utiliser du sérum, plasma ou sang entier anticoagulé (par ex., EDTA, héparine), frais ou conservé à 2–8°C pendant une période d'une semaine maximum.
- Pour une durée de conservation supérieure, il est possible de congeler le sérum ou le plasma (–20°C ou en dessous) et de le centrifuger à nouveau avant l'emploi.
- Des échantillons hémolysés ou lipémiques n'affecteront pas les résultats.

Procédure du test

- S'ils ont été conservés au réfrigérateur, laisser tous les composants s'équilibrer à la température ambiante (18–25°C) pendant 30 minutes. **Ne pas chauffer**.

- À l'aide de la pipette fournie, distribuer **3 gouttes d'échantillon** dans un nouveau tube.


- Tenir le flacon à la verticale et ajouter **4 gouttes de conjugué** dans le tube.

- Reboucher le tube et mélanger **soigneusement avec 3 à 5 inversions**.

- Placer le dispositif sur une surface horizontale. Ajouter la totalité du contenu du tube dans le puits à échantillon en évitant toute écoulement hors du puits.

L'échantillon va s'écouler à travers la fenêtre de lecture avant d'atteindre le cercle d'activation après 30–60 secondes environ. Il est possible qu'une partie de l'échantillon reste dans le puits.

- Dès que le cercle d'activation **COMMENCE** à changer de couleur, enfoncer fermement l'activateur pour l'aligner sur le corps du dispositif.




Remarque: il est possible que certains échantillons n'atteignent pas le cercle d'activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de couleur. Si cela se produit, appuyer sur l'activateur une fois que l'échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

- Lire les résultats du test au bout de **8 minutes**.
- Remarque:** Le contrôle positif peut apparaître plus tôt mais le résultat peut seulement être considéré comme final au bout de 8 minutes.

Interprétation des résultats

Résultat positif

Tout changement de couleur dans les zones du prélèvement révèle la présence d'antigènes *Dirofilaria immitis*, d'anticorps contre *A. phagocytophilum*, d'anticorps contre *A. platys*, d'anticorps contre *L. infantum*, d'un anticorps contre *E. canis* ou d'anticorps contre *E. ewingii* dans le prélèvement.



Remarques:

- La zone *A. phagocytophilum*/A. platys ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps dirigés contre *A. phagocytophilum* et/ou *A. platys*.
- La zones *E. canis*/E. ewingii ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps contre *E. canis* et/ou *E. ewingii*.

Résultat négatif


Seule la pastille du contrôle positif change de couleur.


Résultats non valides

- Fond**—Si l'échantillon dépasse le cercle d'activation, une couleur de fond peut apparaître. Ceci est normal dans certaines limites. Toutefois, si cette couleur de fond obscurcit les résultats du test, il faut refaire le test.
- Absence de couleur**—Si le contrôle positif ne vire pas, refaire le test.

Descriptions des symboles			
	À utiliser avant la date		Représentant agréé par la Communauté européenne
	Numéro de lot		Consulter la notice d'utilisation
	Numéro de série		Diagnostic in vitro
	Limite de température		Date de fabrication
	Fabricant		
	Numéro de catalogue		

Assistance technique IDEXX
É.-U./Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australie: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu





Testkit zum Nachweis von Herzwurm (*Dirofilaria immitis*)-Antigen, *Anaplasma-Antikörpern*, *Leishmania infantum-Antikörpern* und *Ehrlichia-Antikörpern*

Nur zum tierärztlichen Gebrauch

Deutsche Version

SNAP® Leish 4Dx® Test

In-vitro-Diagnostikum zum Nachweis von *Dirofilaria immitis*-Antigen, *Anaplasma phagocytophilum*-Antikörpern, *Anaplasma platys*-Antikörpern, *Leishmania infantum*-Antikörpern, *Ehrlichia canis*-Antikörpern und *Ehrlichia ewingii*-Antikörpern in Serum, Plasma oder Vollblut von Hunden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Alle Abfälle müssen vor der Entsorgung ordnungsgemäß dekontaminiert werden.
- Komponenten aus Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht zusammen verwenden.
- Wenn eine SNAP Testeinheit vor Zugabe der Probe aktiviert wurde, darf sie nicht mehr verwendet werden.
- Infektionen mit nur männlichen Herzwürmern erzeugen in der Regel Antisgenpiegel, die unter der Nachweisgrenze dieses Antigen-Tests liegen.
- Für die regionale Gefahrenerkennung verweisen wir auf das länderspezifische Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

- Der Test muss bei 2–8°C gelagert werden.
- SNAP Testeinheiten und Reagenzien können bei Raumtemperatur (18–25°C) 6 Monate oder bis zum aufgedruckten Verfalldatum gelagert werden (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt).
- Bei Lagerung der SNAP Testeinheiten bzw. der Reagenzien **für länger als 24 Stunden** bei einer höheren Temperatur als 2–8°C verringert sich das Verfalldatum auf 6 Monate oder das aufgedruckte Verfalldatum (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt). Wenn das Verfalldatum von 6 Monate vor dem aufgedruckten Verfalldatum eintritt, ist das neue Datum auf dem Kit an der entsprechenden Stelle zu vermerken.

Kitkomponenten

Artikel	Reagenzien	Menge
1	1 Flaschenchen Anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/L. infantum/ E. canis/E. ewingii: HRPO-Konjugat (Konservierungsstoff: ProClin™ 150)	7,0 ml
2	SNAP Testeinheit	5,15, 30
In jeder Testeinheit enthaltene Reagenzien:		
Waschlösung (Konservierungsstoff: ProClin™ 150)		0,4 ml
Substratlösung		0,6 ml
Sonstige Komponenten: Transferpipetten, Probenröhrchen und Reagenzständer		

	Konjugat - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wassergorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
ACHTUNG	Waschlösung - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wassergorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Informationen zur Probe

- Die Probe müssen vor der Durchführung des Tests Raumtemperatur (18–25°C) erreicht haben.
- Für diesen Test kann Serum, Plasma oder antikoagulierter Vollblut (z.B. EDTA, Heparin), entweder frisch oder bei 2–8°C bis zu einer Woche gelagert, verwendet werden.
- Zur längeren Lagerung kann das Serum oder Plasma gefroren (–20°C oder kälter) und dann vor der Verwendung erneut zentrifugiert werden.
- Hämolytierte oder lipämische Proben beeinträchtigen die Testergebnisse nicht.

Testverfahren

- Bei einer Lagerung im Kühlschrank alle Komponenten vor der Durchführung des Tests 30 Minuten auf Raumtemperatur (18–25°C) erwärmen lassen. **Nicht erhitzen**.

- Mit der im Lieferumfang enthaltenen Pipette **3 Probenportionen** in ein neues Probenröhrchen pipettieren.


- Die Flasche senkrecht halten und **4 Tropfen Konjugat** in das Probenröhrchen hinzugeben.

- Das Probenröhrchen verschließen und **3–5 mal umdrehen**, um den Inhalt gut zu vermischen.

- Die Testeinheit auf eine ebene Fläche legen. Den gesamten Inhalt des Probenröhrchens in die Probenvertiefung geben. Darauf achten, dass der Inhalt nicht außerhalb der Probenvertiefung spritzt.

Die Probe fließt nun über das Auswerfenster und erreicht nach ca. 30–60 Sekunden den Aktivierungskreis. Es ist möglich, dass etwas Probe in der Probenvertiefung zurückbleibt.

- SOBALD** sich der Aktivierungskreis zu verfärben beginnt, den Aktivator fest eindrücken, bis er auf gleicher Ebene mit dem Körper der Testeinheit ist.




Hinweise: Manchmal fließen Proben nicht innerhalb von 60 Sekunden zum Aktivierungskreis und der Kreis nimmt eventuell keine Färbung an. In diesem Fall den Aktivator eindrücken, wenn die Probe über das Auswerfenster geflossen ist.

- Nach **8 Minuten** das Testergebnis ablesen.
- Hinweise:** Der Farbpunkt der positiven Kontrolle kann sich bereits früher verfärben, das endgültige Testergebnis liegt jedoch erst nach 8 Minuten vor.

Testinterpretation

Positive Ergebnisse

Jede Farbentwicklung in den Probenanzeigen zeigt die Präsenz von *Dirofilaria immitis*-Antigen, *A. phagocytophilum*, *A. platys*, *L. infantum*, *E. canis* oder *E. ewingii*-Antikörpern in der Probe an.



Hinweise:

- Der Probenpunkt für *A. phagocytophilum*/A. platys ermöglicht keine Unterscheidung zwischen den beiden Spezies: Ein positives Ergebnis weist auf das Vorliegen von Antikörpern gegen *A. phagocytophilum* und/oder *A. platys* hin.
- Der Probenpunkt für *E. canis*/E. ewingii ermöglicht keine Unterscheidung zwischen den beiden Spezies: Ein positives Ergebnis weist auf das Vorliegen von Antikörpern gegen *E. canis* und/oder *E. ewingii* hin.

Negative Ergebnisse


Nur der positive Kontrollbereich entwickelt eine Färbung.

Ungültige Ergebnisse

- Hintergrund**—Wenn die Probe über den Aktivierungskreis hinaus läuft, kann sich eine Hintergrundfarbe ergeben. Etwas Hintergrundfarbe ist normal. Wenn jedoch ein farbiger Hintergrund das Testergebnis überdeckt, den Test wiederholen.
- Keine Farbentwicklung**—Wenn sich keine Färbung bei der positiven Kontrolle einstellt, den Test wiederholen.

Symbol-Beschreibungen			
	Verwendbar bis		Autorisierte EG-Vertretung
	Código de lote (Lote)		Gebrauchsinformation beachten
	Seriennummer		In-vitro-Diagnostikum
	Zulässiger Temperaturbereich		Herstellungsdatum
	Hersteller		
	Katalognummer		

IDEXX Technical Support
USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australien: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europa: idexx.eu





Kit para la detección de Antígeno de *Dirofilaria immitis* (gusano del corazón canino)-Anticuerpos frente a *Anaplasma-Leishmania infantum-Ehrlichia*

Sólo para uso veterinario

Versión Española



Kit per il rilevamento dell'antigene della *Dirofilaria immitis* e degli anticorpi di *Anaplasma/Leishmania infantum/Ehrlichia* nel cane

Esclusivamente per uso veterinario

Versione Italiana



- SNAP® Leish 4Dx® Test**
- Diagnostico in vitro per il rilevamento dell'antigene della *Dirofilaria immitis* e degli anticorpi di *Anaplasma phagocytophilum*, *Anaplasma platys*, *Leishmania infantum*, *Ehrlichia canis* ed *Ehrlichia ewingii* in siero, plasma o sangue intero canino.
- Precauzioni e avvertenze**
- Tutti i rifiuti devono essere sottoposti a opportuna decontaminazione prima dello smaltimento.
 - Non mescolare componenti di kit che presentino diversi numeri di lotto.
 - Non usare un dispositivo SNAP che sia stato attivato prima di inserirvi un campione.
 - Le infestazioni in cui sono presenti esclusivamente dirofilarie maschi solitamente conducono alla produzione di livelli di antigeni inferiori alla capacità di rilevamento di questo test per gli antigeni di dirofilaria.
 - Fare riferimento alla scheda di sicurezza specifica del paese per l'identificazione dei pericoli regionali.

- Conservazione**
- Conservare a temperature comprese tra 2-8°C.
 - I dispositivi SNAP e i reagenti possono essere conservati a temperatura ambiente (18-25°C) per 6 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
 - Se i dispositivi SNAP e i reagenti non sono tenuti a temperature comprese tra 2-8°C per un periodo di tempo superiore a 24 ore, possono essere conservati per 6 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Se la data di durabilità di 6 mesi è anteriore alla data di scadenza, annotare la nuova data nell'apposito spazio presente sul kit.

Componenti del kit		
Articolo	Reagente	Quantità
1	1 flacon di coniugato anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/ L. infantum/E. canis/E. ewingii: HRPO (conservata con ProClin™ 150)	7,0 ml
2	Dispositivo SNAP	5,15, 30
Reagenti contenuti in ciascun dispositivo:		
Soluzione di lavaggio (conservata con ProClin™ 150)		0,4 ml
Soluzione substrato		0,6 ml
Altri componenti: pipette di trasferimento, provette per campione e una rastrelliera per reagenti		



ATTENZIONE

Coniugato - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkkleding niet vervangen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Soluzione di lavaggio - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi. Indossare guanti protettivi. In CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

- Informazioni sul campione**
- I campioni devono trovarsi a temperatura ambiente (18-25°C) prima di iniziare la procedura del test.
 - Siero, plasma o sangue intero fluido per aggiunta di anticoagulante (per es. EDTA, eparina) possono essere impiegati freschi o conservati a temperature comprese tra 2-8°C per un periodo massimo di una settimana.
 - Per poterli conservare più a lungo, siero o plasma possono essere congelati (-20°C o a temperatura inferiore), quindi devono essere centrifugati di nuovo prima del loro impiego.
 - I risultati non vengono alterati utilizzando campioni emolizzati, itterici o lipemici.

Procedura del test

- Se conservati in frigorifero, lasciare tutti i componenti a temperatura ambiente (18-25°C) per 30 minuti. **Non riscaldare.**


- Servendosi della pipetta, inserire **3 gocce di campione** in una provetta nuova.

- Tenendo il flacone in posizione verticale, aggiungere **4 gocce di coniugato** nella provetta.

- Mettere il tappo sulla provetta e mescolare accuratamente **capovolgendola da 3 a 5 volte**.

- Collocare il dispositivo su una superficie piana. Trasferire tutto il contenuto della provetta nel pozzetto del campione, prestando attenzione a non far schizzare il contenuto fuori del pozzetto.
- Il campione fluisce attraverso la finestra dei risultati, raggiungendo il cerchio di attivazione in circa 30-60 secondi. Parte del campione potrebbe rimanere nel pozzetto del campione.


- APPENA** il colore compare nel cerchio di attivazione, premere l'attivatore con fermezza fino a quando non si trova a filo con il corpo del dispositivo.

-  **Importante:** alcuni campioni potrebbero non fluire nel cerchio di attivazione entro 60 secondi, di conseguenza il cerchio potrebbe non cambiare colore. In questo caso, premere l'attivatore dopo che il campione è passato attraverso la finestra dei risultati.

- Leggere il risultato del test trascorsi **8 minuti**.
- Nota:** il punto del controllo positivo potrebbe svilupparsi prima, ciononostante l'esito dell'esame non è da considerarsi definitivo prima che siano trascorsi 8 minuti.

Interpretazione dei risultati del test

Risultati positivi
Lo sviluppo di colore nei punti campione indica la presenza di antigeni *Dirofilaria immitis*, anticorpi *A. phagocytophilum*, anticorpi *A. platys*, anticorpi *L. infantum*, anticorpi *E. canis* o anticorpi *E. ewingii* nel campione.



- Nota:**
- Il punto di *A. phagocytophilum/A. platys* non consente di distinguere tra le due specie e un risultato positivo indica la presenza di anticorpi contro *A. phagocytophilum* e/o *A. platys*.
 - Il punto di *E. canis/E. ewingii* non consente di distinguere tra le due specie e un risultato positivo indica la presenza di anticorpi contro *E. canis* e/o *E. ewingii*.

- Risultati negativi**
Solo la macchia del controllo positivo sviluppa il colore.

- Risultati non validi**
- Sfondo** — Se si lascia fluire il campione oltre il cerchio di attivazione, lo sfondo può svilupparsi colore. Uno sviluppo di colore sullo sfondo in quantità ridotta è normale. Tuttavia, se il colore dello sfondo impedisce di leggere i risultati, ripetere il test.
 - Nessuno sviluppo di colore** — Se il controllo positivo non sviluppa colore, ripetere il test.

Descrizione dei simboli			
	Usare entro		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Codice del lotto (partita)		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero di serie		Diagnostico in vitro
	Limite di temperatura		Data di produzione
	Ditta produttrice		
	Numero di catalogo		

Assistenza tecnica IDEXX
USA/Canada: 1 800 248 2483 • idxex.com
Australia: 1300 44 33 99 • idxex.com.au
Europa: idxex.eu



IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com

IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com



Testkit voor hartwormantigen/*Anaplasma/Leishmania infantum/Ehrlichia*-antistofen bij honden

Enkel voor veterinair gebruik.

De Nederlandse Versie



- SNAP® Leish 4Dx® Test**
- In vitro diagnosticon voor de detectie van *Dirofilaria immitis* antigen, antilichamen tegen *Anaplasma phagocytophilum*, antilichamen tegen *Anaplasma platys*, antilichamen tegen *Leishmania infantum*, antilichamen tegen *Ehrlichia canis* en antilichamen tegen *Ehrlichia ewingii* in serum, plasma of volbloed van hondachtigen.
- Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen**
- Alle afval dient voor het afvoeren correct ontsmet te worden.
 - Geen onderdelen van kits met verschillende partijnummers door elkaar gebruiken.
 - Gebruik geen SNAP-test die geactiveerd werd voordat het monster werd toegevoegd.
 - Antigenniveaus s van infecties met uitsluitend mannelijke hartwormen liggen normaalwijze onder de detectiegrens van deze antigenes.
 - Raadpleeg het landespecifieke veiligheidsinformatieblad voor de identificatie van regionale gevaren.

- Opslag**
- Bewaren bij 2-8°C.
 - SNAP-instrumenten en reagentia kunnen 6 maanden of tot de gedrukte uiterste gebruiksdatum (de vroegeste van de twee) bij een kamertemperatuur van (18-25°C) worden bewaard.
 - Nadat SNAP-instrumenten en reagentia **langer dan 24 uur** uit 2-8°C verwijderd zijn, is de uiterste gebruiksdatum de vroegeste van de twee volgende datums: 6 maanden of de gedrukte uiterste gebruiksdatum. Als de 6 maanden vervaldatum eerder is dan de gedrukte uiterste gebruiksdatum, dient.

Artikel	Reagens	Hoeveelheid
1	1 flesse anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/L. infantum/ E. canis/E. ewingii: HRPO-conjugaat (Geconserveerd met ProClin™ 150)	7,0 ml
2	SNAP-instrument	5,15, 30
Reagentia in elk instrument:		
Spoelvoelstof (Geconserveerd met ProClin™ 150)		0,4 ml
Substraatvoelstof		0,6 ml
Overige onderdelen: transferpipetten, buisjes en reagensrek		



WAARSCHUWING

Conjugaat - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkkleding niet verveten. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Spoelvoelstof - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Verorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruik.

- Monsterinformatie**
- De monsters moeten op kamertemperatuur (18-25°C) zijn voordat met de testprocedure wordt begonnen.
 - Er kan serum, plasma of ontsold bloed (bv., EDTA, heparine) worden gebruikt, hetzij vers of maximaal één week oud indien bij 2-8°C bewaard.
 - Voor langere bewaring kunnen serum en plasma worden bevroren (-20°C of kouder), maar dient de serum of plasma opnieuw te worden gecentrifugeerd voor gebruik.
 - Gehemolyseerde, icterische of lipemische monsters hebben geen invloed op het testresultaat.

Testprocedure

- Laat alle onderdelen 30 minuten bij kamertemperatuur (18-25°C) equilibreren indien ze in de koelkast zijn bewaard. **Niet verwarmen.**


- Met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** in een nieuw monsterbuisje doseren.

- Tewijl u het flesje verticaal houdt **4 druppels conjugaat** aan het testbuisje toevoegen.

- De dop op het monsterbuisje zetten en de inhoud grondig mengen door het buisje **3-5 keer om te draaien**.


- Het instrument op een horizontaal oppervlak zetten. De hele inhoud van het monsterbuisje aan de monsterholte toevoegen, waarbij u ervoor oppast dat u de inhoud ervan niet buiten de monsterholte laat spatten.
- Het monster stroomt langs het resultaatvenster en bereikt de activericikel na ongeveer 30-60 seconden. Er kan wat monster in de monsterholte achterblijven.

- Wanneer er **VOOR HET EERST** kleur in de activericikel verschijnt, stevig op de activator drukken totdat deze gelijk is met de behuizing van het instrument.

-  **NB.**: Sommige monsters stromen niet binnen 60 seconden naar de activericikel en het kan dus zijn dat er geen kleur in de cikel verschijnt. In dat geval op de activator drukken nadat het monster langs het resultaatvenster is gestroomd.

De testresultaten interpreteren

Positieve resultaten
Alle kleurontwikkeling in de monsterstippen geeft de aanwezigheid van *Dirofilaria immitis* antigeen, *A. phagocytophilum*, antistof *A. platys* antistof, *L. infantum* antistof, *E. canis* antistof of *E. ewingii* antistof in het monster aan.



- Opmerkingen:**
- De *A. phagocytophilum/A. platys* monsterstip kan het onderscheid tussen de twee soorten niet maken: een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van antilichamen tegen *A. phagocytophilum* en/of *A. platys*.
 - De *E. canis/E. ewingii* monsterstip kan het onderscheid tussen de twee soorten niet maken: een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van antilichamen tegen *E. canis* en/of *E. ewingii*.

- Negatieve resultaten**
Er ontwikkelt zich alleen kleur in de positieve controle.

- Ongeplande resultaten**
- Achtergrond** — Als u het monster voorbij de activericikel laat stromen, kan er achtergrondkleur ontstaan. Een beetje achtergrondkleur is normaal. Als de gekleurde achtergrond echter het testresultaat onduidelijk maakt, dient u de test te herhalen.
 - Geen kleurontwikkeling** — Als de positieve controle geen kleur ontwikkelt, dient u de test te herhalen.

Symboolomschrijvingen			
	Houdbaar tot		
	Batch Code (Lot)		Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Serienummer		Raadpleeg handleiding vóór gebruik
	Temperatuurgrenzen		Voor in-vitrodiagnostiek
	Fabrikant		Datum van vervaardiging
	Catalogusnummer		

IDEXX Technische ondersteuning
VS/Canada: 1 800 248 2483 • idxex.com
Australië: 1300 44 33 99 • idxex.com.au
Europa: idxex.eu



IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com

IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com



Testovací souprava na průkaz antigenu *Dirofilaria immitis* a protiláték proti *Anaplasma, Leishmania infantum, Ehrlichia*

Jen pro veterinární použití.

Česká verze



- SNAP® Leish 4Dx® Test**
- Souprava je určena k in-vitro diagnostice antigenu *Dirofilaria immitis*, protiláték proti *Anaplasma phagocytophilum* a *Anaplasma platys*, protiláték proti *Leishmania infantum* a protiláték proti *Ehrlichia canis* a *Ehrlichia ewingii* v plné krvi, séru nebo plazmě u psů.

- Bezpečnostní opatření a upozornění**
- Všechny odpady je nutno před odstraněním řádně dekontaminovat.
 - Nemíchejte součásti z různých výrobních šarží testovacích souprav.
 - Nepoužívejte SNAP-test, který byl aktivován před přidáním vzorku.
 - Při dirofilarioze vyvolané pouze samci *Dirofilaria immitis* může být v tomto testu hladina antigenů pod mezí detekce.
 - Oblastní identifikací nebezpečí naleznete v bezpečnostním listu jednotlivých zemí.

- Uchovávaní**
- Skladujte při teplotě 2-8°C až do data expirace.
 - SNAP test a reagencie mohou být skladovány při pokojové teplotě 18-25°C po dobu 6 měsíců nebo do data expirace podle toho, která doba je kratší.
 - Jakmile jsou SNAP-testy a reagencie přemístěny mimo teplotu 2-8°C **na dobu delší než 24 hodin**, je doba použitelnosti 6 měsíců, nebo se doba použitelnosti řídí podle informace uvedené na štítku soupravy, podle toho, která doba je kratší. Je-li 6 měsíců datum expirace kratší, než je doba uvedená na štítku, poznamenejte nové datum na místě k tomu určeném na testovací soupravě.

Součásti	Reagencie	Množství
1	1 lahvička Anti-D. immitis/A. phagocytophilum/A. platys/L. infantum/E. canis/ E. ewingii: HRPO konjugát (konzervovaný ProClin™ 150)	7,0 ml
2	SNAP-test	5,15,30
Reagencie obsažené v každé soupravě (SNAP):		
Promývací roztok (konzervovaný ProClin™ 150)		0,4 ml
Roztok substrátu		0,6 ml
Další součásti soupravy: pipety, zkumavky na vzorek, stojánek na reagencie		



VAROVÁNÍ

Konjugát - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování mlhy/pár. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/odšetření. Kontaminovaný oděv svěskněte a před opětovným použitím ho vyperte. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Promývací roztok - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování mlhy/pár. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vynejte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/odšetření. Kontaminovaný oděv svěskněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Informace o vzorku

- Před zahájením testu musí být všechny vzorky temperovány na pokojovou teplotu (18-25°C).
- V tomto testu se může použít sérum, plazma nebo nesrážavá plná krev (např. EDTA, heparin) psa. Vzorky mohou být čerstvé nebo skladované při teplotě 2-8°C po dobu až jednoho týdne.
- Pro delší skladování séra nebo plasmy je nutno vzorky zmrazovat (-20°C nebo nižší) a před použitím je znovu odstředit.
- Hemolyzované nebo lipemické vzorky neovlivní výsledky testu.

Pracovní postup

- Před zahájením testu temperujte všechny složky na pokojovou teplotu 18-25°C po dobu 30 minut. **Nezahřívát!**

- Pomocí dodané pipety dejte ze svléhé polohy **3 kapky vzorku** do nové zkumavky na vzorek.


- Přidejte **4 kapky konjugátu** ze svlése držené nádoby do zkumavky se vzorkem.

- Uzavřete zkumavku a **3 až 5 krát ji obraťte**, aby se obsah důkladně promíchal.

- Položte SNAP-test na vodorovnou podložku. Opatrně přidejte celý obsah zkumavky se vzorkem do testovací jamky tak, aby nedošlo k poříšnění okolí jamky.

Testovaná tekutina bude vzlnat výsledkovým okénkem a během 30-60 vteřin dojde k aktivacnímu kroužku. Je možné, že malý zbytek vzorku zůstane v jamce na vzorek.

- Jakmile se **POPRVÉ** objeví v aktivčním kroužku zabarvení, zatlačte pevně aktivátor tak, aby správně licoval s okrajem SNAP-testu.


-  **Poznámka:** Některé vzorky nedotečou během 60 vteřin k aktivacnímu kroužku a kroužek se nezbarví. V tomto případě stlačte aktivátor, jakmile protéká vzorek okénkem do výsledku.

- Po **8 minutách** odečtěte výsledek.

- Poznámka:** Pozitivní kontrola se může zabarvit dříve, ale test je plnohodnotný teprve po 8 minutách.

Interpretace výsledků testu

Pozitivní výsledek
Barevná reakce jakéhokoli odstínu v terčích vzorku znamená přítomnost antigenu *Dirofilarie immitis*, protiláték proti *A. phagocytophilum*, *A. platys*, *L. infantum*, *Ehrlichia canis* nebo *E. ewingii* ve vzorku.



- Poznámky:**
- A. phagocytophilum/A. platys* terčik nemůže rozlišit mezi těmito dvěma uvedenými druhy. Pozitivní výsledek značí přítomnost protiláték proti *A. phagocytophilum* a/nebo *A. platys*.
 - E. canis/E. ewingii* terčik nemůže rozlišit mezi těmito dvěma uvedenými druhy. Pozitivní výsledek značí přítomnost protiláték proti *E. canis* a/nebo *E. ewingii*.

- Negativní výsledek**
Barevná reakce vznikne pouze v místě kontrolního terčiku.

- Neplánité výsledky**
- Pozadí** — Když vzorek projde přes aktivční kroužek, může vzniknout barevná reakce na pozadí. Slabší barevná reakce pozadí je normální. Pokud však ruší barevné pozadí výsledek testu, je nutno test opakovat.
 - Bez vytvoření barevné reakce** Nedojde-li k vytvoření barevné reakce na místě pozitivní kontroly, je nutno test opakovat.

Popis symbolů			
	Datum minimální trvanlivosti		Pověřený zástupce v Evropském společenství
	Číslo šarže (výrobní dávky)		Nahlédněte do návodu k použití
	Výrobní číslo		Diagnostika in-vitro
	Teplotní omezení		Datum výroby
	Katalogové číslo		

Technická podpora IDEXX
Česká republika: 239.018.034 • www.idxex.eu/czech



IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com

IDEXX B.V.
PO Box 1354
NL-2130 EK Hoofddorp
idxex.com

<