

# IDEXX VetLab Station

## Guide de référence rapide



**Remarque :** Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre IDEXX VetLab\* Station (ajouter des tests dans un cycle, analyser des tendances et la réaffecter les résultats, saisir les résultats de tests effectués au moyen de SNAP\*, etc.), consultez le site [idexx.com/bibliothèque](http://idexx.com/bibliothèque) et/ou [idexxlearningcenter.com](http://idexxlearningcenter.com).

### Naviguer sur l'écran d'accueil

#### Analyser un échantillon

Lancez un cycle. Saisissez les informations et sélectionnez l'instrument que vous souhaitez utiliser.

#### Archives

Recherchez une archive existante pour visualiser, imprimer ou analyser la tendance des résultats des patients.

#### Instruments

Accédez aux informations système et utilitaires de vos analyseurs.

#### Paramètres

Personnalisez vos options en fonction de votre flux de travail de votre clinique.

#### Indicateur IDEXX SmartService\*

La couleur du point indique le Statut de votre connexion aux solution IDEXX SmartService\*:

- Vert—Connecté
- Jaune—En cours de connexion
- Rouge—Hors ligne
- Gris—Désactivé

#### Centre de messagerie

Appuyez pour visualiser les notifications d'IDEXX telles que les mises à jour des logiciels, les avis importants, etc. (Connexion SmartService préférée)

#### Liste en attente

Découvrez quels sont les patients en attentes d'analyses dans votre logiciel de gestion vétérinaire.

#### Liste Censur

Déterminez quels patients sont actuellement enregistrés via votre logiciel de gestion vétérinaire



#### Résultats obtenus en interne

Pour visualiser et/ou imprimer rapidement les résultats des patients générés au cours des 2 derniers jours, sélectionnez un patient dans cette liste, puis appuyez sur **Visualiser** et/ou **Imprimer**.

Pour visualiser une liste de l'historique de tous les résultats des patients, appuyez sur **Afficher tout**.

#### Îcônes indiquant le statut des instruments

Déterminez quels instruments fonctionnent et/ou sont disponibles grâce aux icônes à code de couleur.

- **Prêt** (vert)—Connecté et communique.
- **Occupé** (jaune)—Actuellement utilisé.
- **Veille** (jaune)—L'analyseur est en mode veille.
- **En cours** (gris)—Actuellement utilisé pour un patient particulier.
- **Hors ligne** (noir)—La connexion a été perdue.
- **Alerte** (rouge)—Un problème est survenu : appuyez sur l'icône pour plus d'informations.

## Lancer un cycle sans logiciel de gestion vétérinaire:

### S'il s'agit d'un nouveau patient :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Ajouter un nouveau patient**, saisissez les informations du patient/client et appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

### S'il s'agit d'un patient existant :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur la case Identifiant du client ou Nom du client, puis commencez à saisir les informations pertinentes. Appuyez ensuite pour sélectionner le patient souhaité dans la liste et appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

### S'il s'agit d'une situation d'urgence :

1. Appuyez sur **Analyser un échantillon** sur l'Écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Stat**.
3. Sélectionnez l'**Espèce** et le **Stade de la vie**. Le système saisit automatiquement un horodatage unique pour identifier le patient (qui peut être utilisé plus tard lors de la réaffectation des résultats du test).
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

## Visualiser et imprimer les résultats des analyses


1. Accédez aux résultats des patients en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Pour accéder aux résultats immédiatement une fois le cycle terminé, appuyez sur **Afficher les résultats** dans le message d'Alerte nouveaux résultats.
  - Pour accéder aux résultats générés au cours des 2 derniers jours, appuyez sur le patient dans la liste des Résultats obtenus en interne sur l'Écran d'accueil, puis appuyez sur **Afficher**.
  - Pour accéder à l'historique de tous les résultats, vous disposez de deux options :
    - Appuyez sur **Archives** sur l'Écran d'accueil, recherchez le patient souhaité et appuyez sur **Afficher les Archives**, puis sélectionnez les résultats que vous souhaitez afficher et appuyez sur **Afficher les résultats**.
    - Appuyez sur **Afficher tout** sous la liste des Résultats obtenus en interne sur l'Écran d'accueil, trouvez les résultats souhaités sur les pages numérotées, puis appuyez pour visualiser les résultats. Pour imprimer, cochez le(s) case(s) à côté des résultats souhaités et appuyez sur **Imprimer**.
2. Appuyez sur l'onglet sur lequel se trouvent les résultats souhaités.
3. Appuyez sur **Imprimer**.

## Lancer un cycle depuis un logiciel de gestion vétérinaire:

### Si vous disposez d'un logiciel de gestion vétérinaire:

1. Appuyez sur le patient souhaité dans la liste En attente ou Census sur l'Écran d'accueil, puis appuyez sur **Exécuter**.
2. Confirmez/précisez les informations sur le patient/la clinique, sélectionnez les icônes instruments souhaitées et appuyez sur **Exécuter**.

## Maintenance hebdomadaire

IDEXX recommande de redémarrer le système chaque semaine, il suffit d'appuyer sur l'icône Arrêt  sur l'Écran d'accueil, puis d'appuyer sur **Redémarrer**.

Pour plus d'informations sur la maintenance de vos analyseurs IDEXX en interne, consultez le site [idexx.com/bibliothèque](http://idexx.com/bibliothèque) ou [idexxlearningcenter.com](http://idexxlearningcenter.com).

## Personnaliser les paramètres

Vous pouvez personnaliser IDEXX VetLab Station de manière à répondre aux besoins de votre clinique : il suffit de cliquer sur **Paramètres** sur l'Écran d'accueil, puis de sélectionner l'onglet approprié :

- **SmartService**—Activez IDEXX SmartService\* et surveillez sa connexion.
- **VetConnect PLUS**—Activez VetConnect\* PLUS sur votre IDEXX VetLab Station pour télécharger automatiquement tous vos résultats de tests obtenus en interne. (Non disponible dans toutes les régions.)
- **Gestion des cliniques**— Identifiez le système de gestion des informations sur les cliniques que votre clinique utilise et son procédé de connexion à IDEXX VetLab Station.
- **Heure et date**—Réglez la date et l'heure du système.
- **Informations sur les cliniques**—Ajoutez/supprimez le nom de médecins dans/du système.
- **Rapports**—Personnalisez la qualité d'impression, la couleur des résultats hors-normes sur les rapports imprimés, le format de rapport, etc.
- **En-tête du rapport**— Ajoutez les informations sur votre clinique en haut de vos rapports, ou laissez de l'espace pour votre papier à en-tête.
- **Alerte nouveaux résultats**— Déterminez si vous souhaitez être informé des nouveaux résultats par un message d'alerte, un bip ou les deux.
- **Imprimantes**— Sélectionnez une imprimante installée et choisissez des options d'impression automatique des rapports et le format du papier.
- **Identification échantillon**— Personnalisez les informations qui apparaissent sur l'écran Recherche de patient.
- **Écran d'accueil**—Personnalisez les informations qui apparaissent sur l'Écran d'accueil.
- **Langue**—Sélectionnez la langue et le pays de votre système.
- **Unités**— Sélectionnez les unités de mesure souhaitées pour les résultats de tests.



## Support technique IDEXX

États-Unis/Canada 1 800 248 2483

Europe idexx.eu

Australie 1300 44 33 99

Nouvelle-Zélande 0800 83 85 22

Brésil 0800 777 7027

Amérique latine tecnico-latam@idexx.com

Chine 400-678-6682

Corée du sud 080 7979 133

Taiwan 0800 291 018

Japon 0120 71 4921