

SNAP FeLV Antigentest

Testgenauigkeit

Sensitivität und Spezifität des SNAP FeLV Antigentests

Analyt	Referenzmethode	Ergebnis des SNAP-Tests		Gesamt	Sensitivität (95 % CI)
		+	-		Spezifität (95 % CI)
FeLV Antigen ¹	+	158	0	407	100 % (97,7–100 %)
	-	2	247		99,2 % (97,1-99,9 %)

Quelle: Singh S, Davenport KA, Schooley E, Ruggiero A, Nassar S, Buch J, Chandrashekar R. Diagnostic Accuracy of a Point-of-Care Immunoassay for Feline Immunodeficiency Virus Antibodies, Feline Leukemia Virus Antigen, and *Dirofilaria immitis* Antigen. *Viruses*. 2023 Oct 19;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117. PMID:37896893; PMCID: PMC106112086.

Referenzmethode

1. PetChek* Feline Leukemia Virus Antigen Test

Informationen zur Interpretation sowie einen diagnostischen Leitfaden erhalten Sie auf unserer Webseite.

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de/SNAPFeLVInfo

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at/SNAPFeLVInfo

IDEXX Diavet AG
Schlyffstr. 10
8806 Bäch
idexx.ch/SNAPFeLVInfo