


Labor




IDEXX Diavet Online Schweiz

Speziell für unsere Schweizer Kunden haben wir das Labor IDEXX Diavet für die Online Aufträge in VETERA.net integriert.

Um die Online-Auftrags erfassung zu starten, benötigen Sie einen Code für Ihre Praxis von IDEXX Diavet plus die Freischaltung für die Online-Auftrags erfassung. Diesen Code geben Sie dann in VETERA.net bei den **Extras** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Firmenverwaltung** dort den Reiter **Praxen/Filialen/Kostenstellen**. Hier tragen Sie bitte Ihren Code im Feld IDEXX OnlineKürzel ein.



Nach dem Speichern sind Sie bereit um in der Patienten Kartei auf dem Reiter Labor einen Online-Auftrag an IDEXX Diavet zu senden.



Nach Klick auf den OK Button, öffnet sich die IDEXX Diavet Online Auftragserfassungswebpage:

IDEXX Diavet AG
Schlyffstrasse 10
CH - 8806 Bäch SZ
Tel. 044 786 90 20 - Fax 044 786 90 30
info@diavet.ch - www.idexx.ch

HUND

TIERARZT

Kundennummer: KRAF 4
Tierarzt:

Barcode:

Bitte Barcode eingeben oder auf ausgedruckten Auftragschein aufkleben

Bericht per: Express (CHF 5.00) Fax E-Mail
Rechnung an: Tierhalter Tierarzt **Wenn nichts markiert, erfolgt Verrechnung gemäss Angaben in den Stammdaten (von IDEXX Diavet AG)**

TIERHALTER

Vorname:
Name:
Strasse:
Postleitzahl:
Ort:
Land:
Telefon-Nr.:

PATIENTENDATEN

Name:
Rasse:
geboren:
Geschlecht: weiblich männlich k
Mikrochip:

MATERIAL

<input type="checkbox"/> VB Vollblut	<input type="checkbox"/> BAL Bronchoalveoläre Lavage	<input type="checkbox"/> A Ausstrich	<input type="checkbox"/> S Serum
<input type="checkbox"/> S1 S, EP, HP	<input type="checkbox"/> S gek. Serum gekühlt	<input type="checkbox"/> S gek. Ig Serum gekühlt, lichtgeschützt	<input type="checkbox"/> S gefr. Serum gefroren
<input type="checkbox"/> FR EDTA-Blut	<input type="checkbox"/> FR Ig EDTA-Blut lichtgeschützt	<input type="checkbox"/> FP EDTA-Plasma	<input type="checkbox"/> FP nefr. EDTA-Plasma gefroren

Hier steht Ihre Praxisadresse

Bitte erfassen Sie eine Anforderung in VETERA.net mit dem gleichen Barcode wie Sie in der Online Anforderung genutzt haben, damit es eine automatische Zuordnung der Resultat LDT Datei geben kann.

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die GP. Software Hotline.

IDEXX Diavet