



Introduction pour l'installation
de l'Appli Coursier IDEXX



Installation de l'Appli Coursier IDEXX

Installation sur iPhone

1 Ouvrez le navigateur Safari sur votre iPhone.


2 Saisissez l'adresse **coursier.idexx.ch**

3 Quand la page est ouverte, appuyez sur la touche  et sélectionnez:
+ "Sur l'écran d'accueil".

4 Sélectionnez ensuite «Ajouter».



5 L'icône de l'Appli Coursier IDEXX est maintenant installée sur votre écran d'accueil.



Installation sur Android

1 Ouvrez le navigateur sur votre Smartphone.


2 Saisissez l'adresse **coursier.idexx.ch**

Pour Android dès la version 4.3

3 Sélectionnez le menu Options.

4 Sélectionnez «Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil».

5 L'icône de l'Appli Coursier IDEXX est maintenant installée sur votre écran d'accueil.



Pour Android avant la version 4.3

Le lien doit d'abord être enregistré dans les favoris:

3 • Appuyez sur le bouton Options.
• Dans le menu contextuel en haut à droite, cliquez sur l'étoile grise.
• Enregistrez ensuite le favori.

4 • Dans votre navigateur, ouvrez la barre des favoris (p. ex. Chrome: Menu Options > Favoris).
• Appuyez sur la page web enregistrée et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
• Sélectionnez «Ajouter à l'écran d'accueil».

5 • L'icône de l'Appli Coursier IDEXX est maintenant installée sur votre écran d'accueil.


Installation sur ordinateur

- 1 Saisissez dans votre navigateur l'adresse **coursier.idexx.ch**
- 2 Créez un raccourci sur votre bureau. (Sélectionnez l'URL dans votre navigateur et faites la glisser sur votre bureau.)




Paramétrage unique

- 1 Appuyez sur l'icône Coursier IDEXX sur votre écran.
- 2 La page d'accueil s'ouvre. (Une connexion Internet est requise.)
- 3 Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez «MES DONNÉES».



- 4 Saisissez vos données (uniquement requis lors de la première connexion), puis sélectionnez «ENREGISTRER LES DONNÉES». Ces données sont uniquement enregistrées localement sur votre téléphone mobile, votre tablette ou votre ordinateur.
- 5 Sélectionnez «RETOUR» pour revenir au menu principal.



Commande de coursier

- 1 Appuyez sur l'icône Coursier IDEXX sur votre écran.



- 2 Sélectionnez:

1. Veuillez préciser l'état de votre échantillon avant de demander le service de transport.
CONDITION DE L'ÉCHANTILLON: NORMAL CONGELÉ LES DEUX

2. **COMMANDER SERVICE COURSIER**


- 3 Votre programme de messagerie électronique s'ouvre. L'adresse du destinataire ainsi que vos données sont automatiquement insérées. Vous pouvez ajouter d'autres informations si nécessaire.

- 4 Envoyez cet e-mail pour transmettre votre commande à notre service de coursier.

- 5 Vous recevrez une confirmation de commande par e-mail.

Appeler la hotline IDEXX Diavet

- 1 Appuyez sur l'icône Coursier IDEXX sur votre écran.



- 2 Faites défiler la page vers le bas. Appuyez sur le champ contenant le numéro de téléphone. Votre téléphone portable appelle automatiquement la hotline IDEXX.



IDEXX Diavet

Schlyffstrasse 10
8806 Bäch
Téél: 044 786 90 20
kurier.versand@diavet.ch