

Test SNAP Leishmania

Précision des tests

Sensibilité et spécificité du test SNAP Leishmania

Analyte	Méthode de référence (IFA ¹)	Résultat du test SNAP Leishmania		Total	Sensibilité (95 % CL)
		+	-		Spécificité (95 % CL)
<i>Leishmania infantum</i> ¹	+	83	5	88	98,8 % (93,5 %–100 %)
	-	1	268	269	98,2 % (95,8 %–99,4 %)

Tableau 1. SNAP *Leishmania* Test par rapport aux méthodes de référence.¹

Référence

¹ Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.